

KLINISKT BEVISAD ÄRRBEHANDLING

- ✓ 30 års expertis
- ✓ FDA godkänd
- ✓ 100% silikon

EFTERVÅRD MED RESULTAT



BONIMEDICS
Medical Innovation Products

EFTERVÅRD DU KAN LITA PÅ

med kliniskt bevisad effekt

Bonimedics är specialiserade på medicintekniska produkter inom ärrvård, hudvård och plastikkirurgi. Vi fokuserar på att förena vetenskap, kvalitet och skönhet med målet att stödja människor i att må bra i sin kropp.

Vi är exklusiv distributör i Norden av det amerikanska varumärket Biodermis, en ledande aktör inom medicinsk silikon-teknologi för ärrbehandling och hudvård.

Med över 30 års erfarenhet finns våra produkter i mer än 55 länder världen över.

Alla produkter är FDA-godkända, och CE-märkta enligt MDR, vilket garanterar högsta kvalitet och säkerhet. Våra produkter används idag på flera kliniker, och skönhetsmottagningar runt om i Norden.

I sortimentet finns prisbelönta produkter som:

ProSil®, Xeragel®, Episof, EpiFoam och Epi-derm, alla utvecklade för att ge huden bästa möjliga förutsättningar för läkning och ett fint resultat.

Som auktoriserad återförsäljare står vi för trygghet, dokumenterad effekt och högsta kvalitet, allt för att stödja patientens återhämtning och välmående efter ett ingrepp.



BONIMEDICS

Gustav III:s Boulevard 10
169 72 Solna

tel: 08 604 48 88
info@bonimedics.com

*Följ oss för tips, nyheter
och erbjudanden:*



Vill du veta mer?

Vi hjälper dig gärna att välja rätt
produkt och behandlingsplan.

WWW.BONIMEDICS.COM

VAD ÄR PROSIL®

PROSIL® är världens första och enda patenterade silikonstift för ärrvård, vilket gör det enkelt att applicera på både små och synliga områden som ansikte, nacke, armar och ben.

PROSIL® är ett kliniskt bevisad silikonbaserad ärrstift som hjälper huden att läka optimalt.

Rekommenderas av läkare och plastikkirurger.

NÄR SKA MAN ANVÄNDA PROSIL?

PROSIL® är perfekt för dig som vill vårda och förbättra din hud efter operationer, kejsarsnitt, brännskador, akneärr, hypertrofiska ärr och keloider.

Den kan användas på ansikte, kropp och känsliga hudområden.



AKTIVA INGREDIENSER

- Medicinsk silikon – kliniskt bevisad för ärrbehandling
- Bivax – återfuktar och skyddar
- Bisabolol – lugnar huden och stimulerar läkning
- Vitamin E – stärker och skyddar hudbarriären

VARFÖR VÄLJA PROSIL®?

- 100 % medicinsk silikon
- CE-märkt enligt MDR och FDA - godkänd
- Kliniskt dokumenterad effekt
- Passar alla typer av ärr
- Utjämnar upphöjda ärr & minskar synlighet av ärr
- Bildar en skyddande, fuktbevarande barriär över ärrret
- Transparent och lätt
- Minskar klåda och obehag
- Hypoallergen och säker för alla hudtyper
- Fri från doft och färgämnen
- Kan användas under smärtsjukvård



FÖR ATT DU FÖRTJÄNAR DEN BÄSTA EFTERVÅRDEN

Resultat:

Nya ärr: Förbättring syns ofta efter 4–6 veckor

Äldre ärr: Maximal effekt efter 8–12 veckor

Före behandling med
Epi-Derm & Prosil



Bukplastik

Efter behandling med
Epi-Derm & Prosil



Efter 8 veckor



Bukplastik



Efter 5 veckor



Bröstoperation



Efter 8 veckor



Bröstoperation



Efter 7 veckor

*Bilder används med patientens medgivande.
Fotona är oretuscherade. Resultat kan variera.*

STÄRK RESULTATET MED RÄTT EFTERVÅRD



XERAGEL®

En helt transparent, mjuk och smidig 100% silikonsalva för effektiv ärrbehandling. Lätt att använda regelbundet och perfekt för diskret applicering på områden där plåster kan vara obekvämt eller opraktiskt.

För bästa effekt : 2 gånger / dag under minst 2–3 månader, eller så länge ärrret är aktivt.

LYXIGT SILIKONSERUM MOT ÄRR, BRISTNINGAR OCH FINA LINJER



- 100% SILIKON
- KLINISKT BEVISAD
- MJUK OCH SMIDIG

EPISOF

- Ett silkeslent silikonserum av 100% medicinsk silikon som skyddar huden, bevarar fukt och stärker hudens naturliga reparations mekanism.
- För jämnare, slätare och vackrare ärr.
- Effektiv mot acneärr, bristningar, linjer, kirurgiska ärr, brännskador, och kejsarsnitt. Reducerar både nya och gamla ärr och ojämnhudton.
- Snabbabsorberande och hudförnyande. Perfekt efter laserbehandling, microneedling eller kirurgi,
- Passar perfekt som primer under makeup.
- Förebygger nya bristningar.

Synliga Resultat på bara
4 veckor



EPI-DERM

Ledande inom silikontejp för ärr och rekommenderas av plastikkirurger världen över.

Epi-derm är en tunn och flexibel silikontejp i olika storlekar och former för optimal behandling av nya och gamla ärr.


Används vid:

- Kirurgiska ärr (t.ex. bröstkirurgi, bukplastik, rekonstruktiv kirurgi)
- Brännskador
- Ärr efter laserbehandling eller mikronålning
- Akneärr och andra upphöjda ärr, t.ex keloider


VÄRLDENS FÖRSTA FORMADE SILIKONTEJP



EPI-DERM LONG STRIP



EPI-DERM MASTOPEXY



**EPI-DERM AREOPEXY
& CIRCLES**



EPI-DERM AEROLA CIRCLES

SNABBARE ÅTERHÄMTNING EFTER FETTSUGNING

EPIFOAM

Perfekt för armar, haka, buk, lår, rygg och andra områden där jämn och enhetlig läkning önskas.

Epifoam är branschledande kompressionsskum. Tillsammans med kompressionsplagg är den en optimal, komfortabel lösning efter operation.

- Lätt att applicera, formas efter behov
- Latexfri silikongel och polyuretanskum
- Minskar blåmärken och svullnad
- Luftig silikongel, möjliggör optimalt syreflöde
- Ger enhetlig kompressionsfördelning
- Minimerar veck, vilket resulterar ett jämnare / plattare resultat.



VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Vad ska jag använda efter min bröstoperation?

Epi-Derm silikonplåster, finns i olika former, anpassade efter vilken typ av operation du har genomfört. Kombinera med Prosil för bäst effekt.

Vad ska jag använda efter min fettsugning?

EpiFoam, du får en behaglig känsla under ditt koppressionsplagg, mindre blåmärken och svullnad.

Vilken ärrprodukt är bäst efter bukplastik?

EpiDerm Long strip, kombinera med Prosil för bäst resultat.

Kan jag använda Prosil efter ögonlocksplastik?

Ja, ProSil kan användas både i ansiktet och på kroppen, även på känsliga områden som runt ögonen.

Xeragel är enklare att applicera på ögonlocken eftersom den är i gelé form.

Efter hur lång tid ser man resultat?

Det beror helt på ärens storlek och hur nya de är.

Ju nyare ärr är, desto snabbare ser du resultat, vanligtvis inom 4–12 veckor.

Vad är skillnaden mellan Xeragel & Prosil?

Xeragel – perfekt för större eller svåråtkomliga ärr, även på håriga områden, eller ögonlock.

Prosil – hygieniskt stift för kladdfri applicering, finns även med SPF för extra skydd.

Kommer ärr att försvinna helt?

Ärr bleknar med tiden men försvinner sällan helt.

Genom regelbunden behandling av ärr under en längre tid kan du uppnå ett bättre och mer estetiskt resultat.

Jag har nyligen gjort microneedling, vilken produkt passar mig bäst?

Episof silk serum är perfekt efter ansiktsbehandlingar.

Den förnyar huden och stärker huden naturliga reparation.

Har en lätt, icke-oljig konsistens som snabbt absorberas av huden. Fungerar även utmärkt som bas innan du applicerar din makeup.

Mindre ärr, mer självkärlek

”

Jag är så tacksam för resultatet

Efter min bröstoperation började jag använda ärrprodukterna från Bonimedics redan när stygnen läkt, och jag är verkligen imponerad. Ärren har blivit betydligt mjukare och ljusare, och huden känns mycket jämnare..

/ Matilda

Efter min operation började jag använda Prosil, och jag är så tacksam för resultatet. Ärren blev snabbt mjukare och mindre synliga, och det har verkligen gjort skillnad för min självkänsla.

Enkel att använda och kladdfri.

Jag rekommenderar den starkt!

/ Karolin

Jag använde Epi-Foam efter min fettsugning och är väldigt nöjd! Skummet kändes otroligt skönt på huden och var behagligt under kompressionsplagget. Jag märkte tydligt mindre svullnad och blåmärken, och allt blev jämnt utan veck.

Rekommenderas varmt!

/ Kathrin

”